





Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-4.0

- dimensions: 1100x900x130mm
- weight: 144kg
- maximum load capacity: 600kg
- material of housing: aluminum
- surface: anodized
- configuration: 4 internal isolation elements (16 sensor/actuator pairs)
- electronics: 4-channel controller
- cables: 4 D-sub cables (3m long)


				Allgemein- toleranzen ISO 2768-f		Werkstück- kanten DIN ISO 13715		Werkstoff:		Maßstab:	
					Datum	Name		Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-4.0 and Controller			
				Gezeichnet	07.08.2017	U. Stöbener					
				Kontrolliert							
				Norm							
				Artikel-Nr.:			Zeichnungs-Nr.:				
											A3
Status	Änderungen	Datum	Name	F:\CAD\Technische Zeichnungen\MOD-Sandwich Zeichnungen\Sondermaß 1100x900\SW1100x900_4_Controller.idw							



Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-6.0

- dimensions: 1100x900x130mm
- weight: 157kg
- maximum load capacity: 900kg
- material of housing: aluminum
- surface: anodized
- configuration: 6 internal isolation elements (24 sensor/actuator pairs)
- electronics: 2-channel controller & 4-channel controller
- cables: 6 D-sub cables (3m long)

				Allgemein-toleranzen ISO 2768-f		Werkstück-kanten DIN ISO 13715	Werkstoff:	Maßstab:
					Datum	Name	Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-6.0 and Controller	
				Gezeichnet	07.08.2017	U. Stöbener		
				Kontrolliert				
				Norm				
				Artikel-Nr.:			Zeichnungs-Nr.:	
Status	Änderungen	Datum	Name	F:\CAD\Technische Zeichnungen\MOD-Sandwich Zeichnungen\Sondermaß 1100x900\SW1100x900_6_Controller.idw			A3	



Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-8.0

- dimensions: 1100x900x130mm
- weight: 170kg
- maximum load capacity: 1200kg
- material of housing: aluminum
- surface: anodized
- configuration: 8 internal isolation elements (32 sensor/actuator pairs)
- electronics: 2 x 4-channel controller
- cables: 8 D-sub cables (3m long)

				Allgemein- toleranzen ISO 2768-f		Werkstück- kanten DIN ISO 13715		Werkstoff:		Maßstab:	
					Datum	Name		Active Vibration Isolation Platform SW1100x900-8.0 and Controller			
				Gezeichnet	07.08.2017	U. Stöbener					
				Kontrolliert							
				Norm							
				Artikel-Nr.:			Zeichnungs-Nr.:				
											A3
Status	Änderungen	Datum	Name	F:\CAD\Technische Zeichnungen\MOD-Sandwich Zeichnungen\Sondermaß 1100x900\SW1100x900_8_Controller.idw							